





<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 017	
Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo		Versão: 00	
		Folha Nº: 1/3	

1. OBJETIVO

Padronizar o horário de recebimento e limpeza dos instrumentais e dos demais materiais no setor expurgo.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Realizar limpeza das bancadas (com água e detergente enzimático) e desinfecção (com pano multi uso e desinfetante hospitalar fazendo fricção unidirecional);	Técnico em Enfermagem
2	Verificar os materiais de trabalho e sinalizar quando houver falta de algum; preparar solução do detergente enzimático de acordo com orientações do fabricante e realizar a troca do mesmo sempre que necessário;	Técnico em Enfermagem
3	Receber os materiais conforme horário anexado no setor, realizando conferência da sua integridade e funcionalidade, se danificado, comunicar a supervisão e receber somente mediante a autorização da enfermeira do plantão, e com o devido preenchimento do REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
4	Separar os materiais cuidadosamente a fim de evitar danos como quedas ou acidente ocupacional, atentando para corpo estranho (lâmina de bisturi, agulhas e etc.);	Técnico em Enfermagem
5	Realizar pré-lavagem dos materiais com água filtrada e solução detergente enzimático (diluído conforme orientações do fabricante); utilizando escovas e esponjas compatíveis a cada material a ser processado;	Técnico em Enfermagem
6	Imergir os instrumentais abertos na solução de água e detergente enzimático para remoção dos resíduos de matéria orgânica. Dar atenção especial para as articulações, serrilhas e cremalheiras;	Técnico em Enfermagem
7	Desmontar o instrumental sempre que possível e friccionar os artigos sob água para evitar aerossóis de microrganismo;	Técnico em Enfermagem
8	Enxaguar rigorosamente os instrumentais em água corrente filtrada, abrindo e fechando as articulações até remover a sujeira e o detergente enzimático;	Técnico em Enfermagem

<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 017	
Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo		Versão: 00	
		Folha Nº: 2/3	



9	Encaminhar os artigos críticos para o processo automatizado escolhido conforme tipo do material (manual ou lavadoura ultrassônica);	Técnico em Enfermagem
10	Priorizar os artigos mais críticos (pinças cirúrgicas) no processo da lavadoura ultrassônica e respiratórios (látex e traqueias).	Técnico em Enfermagem
11	Colocar o instrumental cirúrgico de modo organizado nas bandejas perfuradas, para permitir que a solução ocupe todos os espaços dos instrumentais;	Técnico em Enfermagem
12	Acondicionar os materiais pesados e maiores, de maneira que estes fiquem abaixo dos pequenos e leves;	Técnico em Enfermagem
13	Utilizar lente de aumento disponibilizado no setor, a fim de conferir a limpeza dos artigos, assegurando o processo de adequada higienização;	Técnico em Enfermagem
14	Repetir o processo em caso de permanência de sujidade após o processo;	Técnico em Enfermagem
15	Secar as peças com compressa estéril e ou ar comprimido, em toda a sua extensão, dando especial atenção para as articulações, serrilhas e cremalheiras, se necessário encaminhar para secadora.	Técnico em Enfermagem
16	Desprezar solução ao término do expediente, lavar e secar as cubas;	Técnico em Enfermagem
17	Lavar e secar pia e bancada;	Técnico em Enfermagem
18	Manter ambiente limpo e em ordem.	Técnico em Enfermagem

3. SIGLAS

- Não aplicável.

4. CONTROLE DE REGISTROS

REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.

<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 017	
Assunto: Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo		Versão: 00	
		Folha Nº: 3/3	

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Exposição a Materiais Biológicos. Brasília, 2006. 76p;

APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Antissepsia. 2ª Edição revisada, 2000.

GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 285 - Recebimento e limpeza dos instrumentais e dos materiais no expurgo. HUGOL. Versão 05. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso:
Murichaine Francine Marques	Murichaine Francine Marques	Murichaine Francine Marques
<u>15/05/2020</u> Data		<u>20/05/2020</u> Data