






<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT-CME		Identificação: POP 014	
Assunto: Processamento das traqueias dos ventiladores		Versão: 00	
		Folha Nº: 1/2	

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de limpeza manual das traqueias dos ventiladores.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Higienizar as mãos e paramentar-se.	Técnico em Enfermagem
2	Receber os materiais mediante apresentação do REG045 Entrega de materiais no CME, preenchido corretamente e conferir integridade da válvula no ato do recebimento;	Técnico em Enfermagem
3	Receber os materiais danificados somente com autorização da enfermeira responsável do plantão e após preenchimento do REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
4	Realizar a pré-limpeza manual do artigo utilizando detergente enzimático (diluído conforme recomendado pelo fabricante) e escovas adequadas para cada lúmen de traqueia;	Técnico em Enfermagem
5	Imergir totalmente as traqueias na solução enzimática e deixar de 5 a 10 minutos, preenchendo todo lúmen;	Técnico em Enfermagem
6	Enxaguar abundantemente em água corrente filtrada;	Técnico em Enfermagem
7	Inspecionar a eficácia da limpeza e se necessário retornar ao processo de limpeza.	Técnico em Enfermagem
8	Encaminhar para bancada do preparo para ser embalada em saco plástico com o conjunto de traqueia devidamente montada e identificada.	Técnico em Enfermagem
9	Conferir a integridade das embalagens e rótulos quando do retorno da empresa;	Técnico em Enfermagem
10	Estocar os artigos esterilizados nos cestos, armários ou prateleiras correspondentes a sua identificação, sem contato com a parede;	Técnico em Enfermagem
11	Verificar diariamente a temperatura e umidade do ambiente, registrando os valores no REG 036 Controle de temperatura e umidade, nos períodos matutino e vespertino.	Técnico em Enfermagem / Enfermeiro

<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</p> 	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT-CME		Identificação: POP 014	
Assunto: Processamento das traqueias dos ventiladores		Versão: 00	
		Folha Nº: 2/2	

3. SIGLAS

- Não aplicável.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- REG 036 Controle de temperatura e umidade
- REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

BRASIL. Resolução – RDC nº 15, de 15 de março de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, 19 de Março de 2012.

GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 292 - Processamento das traqueias dos ventiladores.

HUGOL. Versão 04. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

<p>Elaborado por:</p> <p align="center">Murichaine Francine Marques</p> <p align="right"><u>15/05/2020</u> Data</p>	<p>Revisado por:</p> <p align="center">Murichaine Francine Marques</p>	<p>Aprovado para uso:</p> <p align="center">Murichaine Francine Marques</p> <p align="right"><u>20/05/2020</u> Data</p>
--	---	--