



<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>			
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 010	
Assunto: Limpeza e desinfecção dos EPIs usados no CME		Versão: 00	
		Folha Nº: 1/2	

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de limpeza e desinfecção dos EPI's: Luvas de proteção, sapatos, aventais e óculos/ face-shield.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Retirar sujidade da superfície dos EPIs com compressa umedecida em solução de detergente enzimático diluído ao final do plantão.	Técnico em Enfermagem
2	Remover o resíduo da solução de detergente enzimático com compressa umedecida em água filtrada.	Técnico em Enfermagem
3	Secar os EPI's com compressa seca ou ar comprimido.	Técnico em Enfermagem
4	Aplicar álcool na parte interna e externa dos EPI's.	Técnico em Enfermagem
5	Inspecionar, durante o processo de limpeza e desinfecção, possíveis rasgos ou furos que possam comprometer a funcionalidade do EPI, e em caso afirmativo, providenciar a troca junto ao SESMT.	Técnico em Enfermagem / Enfermeira
6	Guardar em local destinado a este fim (cada colaborador será responsável pelo seu EPI).	Técnico em Enfermagem
7	Higienizar as mãos	Técnico em Enfermagem



3. SIGLAS

EPI: Equipamento de Proteção Individual;

SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável.

<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 010	
Assunto: Limpeza e desinfecção dos EPIs usados no CME		Versão: 00	
		Folha Nº: 2/2	

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013;

NR 32. Site do Ministério do Trabalho www.mte.gov.br.

GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 286 - Limpeza e desinfecção dos EPIs usados no CME. HUGOL. Versão 04. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso:
<p>Murichaine Francine Marques</p> <p align="right"><u>27/03/2020</u> Data</p>	<p>Murichaine Francine Marques</p>	<p>Murichaine Francine Marques</p> <p align="right"><u>20/05/2020</u> Data</p>