





<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 016	
Assunto: Processamento dos ambus		Versão: 00	
		Folha Nº: 1/2	

1. OBJETIVO

Padronizar a técnica de limpeza, desinfecção e esterilização dos Ambus.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Realizar higienização das mãos	Técnico em Enfermagem
2	Paramentar-se conforme o POP Rotina para adentrar na área do CME.	Técnico em Enfermagem
3	Receber os materiais mediante o preenchimento do REG 045 Entrega de materiais no CME e conferir a integridade no ato do recebimento.	Técnico em Enfermagem
4	Receber os materiais danificados somente com autorização da enfermeira responsável do plantão e após preenchimento do REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
5	Desmontar o ambu (retirar a máscara e conexões).	Técnico em Enfermagem
6	Imergir o ambu e seus componentes em detergente enzimático.	Técnico em Enfermagem
7	Lavar externamente e internamente, com solução de água e detergente enzimático, usando a escova de limpeza apropriada.	Técnico em Enfermagem
8	Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente, bem como suas conexões.	Técnico em Enfermagem
9	Secar com compressas e ar comprimido.	Técnico em Enfermagem
10	Encaminhar para o setor de Preparo os materiais montados, conferindo a sua integridade.	Técnico em Enfermagem
11	Realizar o teste de Insuflação e ventilação para todos os ambus antes de conectar a máscara.	Técnico em Enfermagem
12	Envolver em embalagem plástica para encaminhar a empresa processadora.	Técnico em Enfermagem

<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT- CME		Identificação: POP 016	
Assunto: Processamento dos ambus		Versão: 00	
		Folha Nº: 2/2	

3. SIGLAS

Não se aplica.

4. CONTROLE DE REGISTROS

REG 047 Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores;

REG 045 SUCME Entrega de materiais no CME;

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 299 - Processamento dos ambus. HUGOL. Versão 03. 20. mai. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso:
Murichaine Francine Marques	Murichaine Francine Marques	Murichaine Francine Marques
<u>15/05/2020</u> Data		<u>20/05/2020</u> Data