



<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p>	 <p>HCAMP HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT		Identificação: POP 012	
Assunto: Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória		Versão: 00	
		Folha Nº: 1/2	

1. OBJETIVO




Padronizar o processo de limpeza de artigos utilizados na assistência respiratória, tais como nebulizadores, circuitos respiratório e de suporte anestésico.

2. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Paramentar.	Técnico em Enfermagem
2	Receber os materiais de assistência ventilatória das unidades consumidoras,	Técnico em Enfermagem
3	Conferir a integridade dos artigos e se os mesmos estão completos, se danificados comunicar a enfermeira do CME e receber somente após entrega do REG 047 SUCME Registro de não conformidade na entrega dos materiais dos setores.	Técnico em Enfermagem
4	Desconectar cuidadosamente as válvulas, diafragmas, copos reservatórios, máscaras, conexões, balões de ventilação e traqueias, a fim de evitar perdas e facilitar limpeza.	Técnico em Enfermagem
5	Imergir os artigos em recipiente com detergente enzimático (diluir o produto conforme instrução do fabricante, realizando a leitura antecipada do rótulo do mesmo).	Técnico em Enfermagem
6	Lavar os artigos com escovas e/ou esponjas não abrasivas adequadas e enxaguar com água filtrada.	Técnico em Enfermagem
7	Secar os artigos cuidadosamente com compressas e/ou ar comprimido, montá-los e encaminhar para processo correspondente.	Técnico em Enfermagem
8	Encaminhar ao Enfermeiro do setor os produtos que estejam incompletos para providências.	Técnico em Enfermagem

3. SIGLAS

- CME: Centro de Material e Esterilização.

<p align="center">Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</p>		 <p>GOVERNO DE GOIÁS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</p> 	 <p>HCAMP</p> <p>HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS</p> <p>PORTARIA SES - GO 507/2020</p>
Setor: SUSADT		Identificação: POP 012	
Assunto: Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória		Versão: 00	
		Folha Nº: 2/2	

4. CONTROLE DE REGISTROS

REG 047 SUCME Registro de não conformidade na entrega dos materiais do setores;

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

SOBECC – Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas Recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: SOBECC, 2013.

GONÇALVES, Cristina Vieira. POP 284 - Limpeza manual e esterilização dos artigos de assistência respiratória. HUGOL. Versão 04. 03. jun. 2019.

6. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso:
Murichaine Francine Marques	Murichaine Francine Marques	Murichaine Francine Marques
<u>15/05/2020</u> Data		<u>20/05/2020</u> Data